

Caractéristiques techniques

Appareil CE Médical

Durable

Capable d'effectuer jusqu'à 100 millions de tirs

Grande taille de
saphire

17 x 22 mm (3,74 cm²)

Longueur d'onde

La longueur d'onde de la lumière est proche de l'infrarouge
(spectre de 755 à 880 nm)

Système de
refroidissement ICE-
TEC

Température de fonctionnement entre -5 et -15 degrés pendant les
traitements

Entretien facile

Ne nécessite aucun consommable

Divergence minimale
de la lumière LED

En raison de l'angle de divergence réduit de la lumière LED (moins
de 15%), nous obtenons une meilleure pénétration de la lumière.